

南通市医疗保障局文件

通医保办发〔2024〕42号

转发江苏省医疗保障局关于做好国家组织 药品集中采购（胰岛素专项接续）结果 落地实施工作的通知

各县（市、区）医疗保障局，通州湾示范区社会管理保障局，市区相关医疗机构：

现将江苏省医疗保障局《关于做好国家组织药品集中采购（胰岛素专项接续）结果落地实施工作的通知》（苏医保函〔2024〕90号）转发给你们，请认真遵照执行。



（此件公开发布）

江苏省医疗保障局

苏医保函〔2024〕90号

关于做好国家组织药品集中采购 (胰岛素专项接续)结果落地实施工作的通知

各设区市医疗保障局，各医疗机构，有关药品生产经营企业：

为常态化制度化推进国家组织药品集中采购落地执行工作，根据全国药品集中采购(胰岛素专项接续，编号：GY-YD2024-1)文件，现就做好此次接续采购中选结果落地实施工作通知如下：

一、执行计划

(一)实施时间。2024年5月28日至31日签订采购合同，5月31日24:00起开始执行。

(二)采购周期。本次胰岛素接续采购周期自中选结果执行之日起至2027年12月31日，合同周期：2024年5月31日-2027年12月31日，合同量按年分配，不足一年按比例分配。采购周期内若提前完成当年协议(合同)采购量，超出部分中选企业仍按中选价进行供应，直至采购周期届满。

二、工作要求

推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展，各设区市要提高政治站位，加强组织领导，要继续落实医保基金预付款制度，监督医疗机构及时回款，积极推进国家组织药品集中采购（胰岛素专项接续）中选结果落地执行工作。

（一）履约采购，跟踪考评。各设区市要指导辖区内医疗机构强化履约意识，按合同均衡采购。对采购数据要定期分析、通报，督导医疗机构按期完成合同量。省局将依托招采子系统定期推送各市及相关医疗机构合同完成情况，请及时组织考核考评，考核要求同接续前。

（二）加强宣传，跟踪监测。各设区市要加强政策解读和正面宣传，加强舆情监测，及时回应社会关切，营造良好工作氛围。要加强所辖区域中选药品供应保障日常监测，特别是基层医疗机构供应配送情况，出现无法及时供应的，要及时了解情况并分析原因。除不可抗力因素外，中选企业应及时保障供应，否则将承担相应责任并被视为失信违约行为。

附件：药品集中采购（胰岛素专项接续）中选供应品种清单



（此件公开发布）

附件

全国药品集中采购（胰岛素专项接续）中选品种供应清单（GY-YD2024-1）

采购组序号	采购组名称	药品名称	剂型	规格包装	规格包装	规格包装	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格(元)
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	本品的包装材料为笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器含垫片铝盖	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶、溴化丁基橡胶塞、卡式瓶复合铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	10ml:400单位*1支/小盒	10ml:400单位*1支	中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液用溴化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖。	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡胶皮膜。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A. (合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.92
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/盒	10ml:400单位*1支/盒	10ml:400单位*1支	玻璃小瓶	盒	BIOTON S.A. (合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.92
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	10ml:400单位*1支/小盒	10ml:400单位*1支	中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射器用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯,1支/盒。另配一次性使用胰岛素注射器1支	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	25.93
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*2支/盒	10ml:400单位*2支/盒	10ml:400单位*2支	笔芯,另配一次性使用无菌胰岛素注射器1支。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	51.86
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶装。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91

2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A. (合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.92
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	10ml:400单位*1支	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射器用无菌粉未用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A. (合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.79
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	本品采用卡氏瓶装,内包装材料为笔式注射器用硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖和笔式注射器用高硼硅玻璃珠。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶(笔芯)、复合铝盖、溴化丁基橡胶活塞、玻璃珠(帮助混匀)。包装规格为:1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	25.90
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶皮膜。笔芯内的玻璃珠,用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶皮膜。笔芯内的玻璃珠,用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(40R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93

3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液(30R)	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	10ml:400单位*1支	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射器用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、玻璃珠、溴化丁基橡胶活塞、铝盖(带溴化丁基橡胶垫),1支/盒,另配一次性使用胰岛素注射笔针头2只,笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	25.93
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液(30R)	注射剂	10ml:400单位*2支/盒	10ml:400单位*2支	低硼硅玻璃管制注射剂瓶、药用氯化丁基橡胶瓶塞,2支/盒。另配一次性使用无菌胰岛素注射器1支。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	51.86
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	3mL混悬液装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘,并铝封。	盒	礼来苏州制药有限公司	29.56
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	3mL混悬液装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯被装入一次性的预装注射笔中。	盒	Lilly France	32.56
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	本品为装有3ml液体,带有一个橡胶活塞(溴化丁基橡胶)并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶)密封的玻璃(I型)小瓶。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	18.87
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	28.98
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶(笔芯)、复合铝盖、溴化丁基橡胶底座	盒	甘李药业股份有限公司	25.90

4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	25.91
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯:笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	30.91
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶(笔芯),笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	本品为装有3ml液体,带有一个橡胶活塞(溴化丁基橡胶)并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶)密封的玻璃(I型)小瓶。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	35.55
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(特充)*1支/盒	3ml:300单位(特充)*1支	本品为预先装有玻璃(I型)笔芯的一次性、可调节剂量的笔型注射器(塑料)。其中笔芯中装有3ml液体,内有一个活塞(溴化丁基橡胶),并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶)密封,外包装为纸盒。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	38.55
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶,复合铝盖,溴化丁基底塞,1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	35.55
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	1支/盒。本品装于I型玻璃笔芯内,3ml笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	甘李药业股份有限公司	38.55
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用铝盖。1支/盒。另配一次性使用注射笔用针头2只。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	35.55
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	本品装于I型玻璃笔芯中。	盒	礼来苏州制药有限公司	38.42
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	本品装于I型玻璃笔芯中,3ml笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	41.42
4	餐时胰岛素类似物	谷赖胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	3ml溶液装于笔芯(无色玻璃)中,配有弹性橡胶活塞,外有一个带橡胶塞(弹性橡胶)的密封圈(铝制翻边)	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (赛诺菲(北京)制药有限公司分包装)	41.42

5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	通化东宝药业股份有限公司	63.33
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	通化东宝药业股份有限公司	68.33
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	包装规格:3ml:300单位(笔芯),3ml/支,1支/盒。	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	63.37
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯采用笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞和笔式注射器用铝盖含垫片(溴化丁基橡胶垫片)包装。	辽宁博螯生物制药有限公司	63.88
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶(笔芯),复合铝盖,溴化丁基橡胶塞,1支/盒	甘李药业股份有限公司	65.30
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	3mL:300单位(预填充注射笔),1支/盒	甘李药业股份有限公司	70.30
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	珠海联邦制药股份有限公司	65.31
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯:笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	珠海联邦制药股份有限公司	70.31
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	3ml:300单位/笔芯,1支/盒(笔芯),装入可重复使用胰岛素笔ClickSTAR(得时笔2),Allstar或者JuniorSTAR中使用。	赛诺菲(北京)制药有限公司	65.32
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	本笔芯(1型无色玻璃)带有一个黑色的活塞(溴化丁基橡胶)和一个含垫片(溴化丁基橡胶或者异戊二烯层压和溴化丁基橡胶)的凸缘铝盖。每支笔芯内装有3ml药液。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。本包装内不含针头。	赛诺菲(北京)制药有限公司	70.32

5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	1.5ml:450单位 (预填充) *1支/盒	1.5ml:450单位 (预填充) *1支	笔芯 (I型无色玻璃) 带有一个黑色的活塞 (溴化丁基橡胶) 和一个含垫片 (异戊二烯层压和溴化丁基橡胶) 的凸缘铝盖。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。每个笔芯内装有1.5ml溶液。本包装内不含针头。	盒	赛诺菲 (北京) 制药有限公司	89.91
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	1.5ml:450单位 (预填充) *1支/盒	1.5ml:450单位 (预填充) *1支	笔芯 (I型无色玻璃) 带有一个黑色的活塞 (溴化丁基橡胶) 和一个含垫片 (异戊二烯层压和溴化丁基橡胶) 的凸缘铝盖。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。每个笔芯内装有1.5ml溶液。本包装内不含针头。	盒	Sanoft-Aventis Deutschland GmbH (赛诺菲 (北京) 制药有限公司分公司包装)	89.91
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯) *1支/盒	3ml:300单位 (笔芯) *1支	本品采用的内包装材料为笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基胶活塞、笔式注射器用铝盖。1支/盒, 另配一次性使用胰岛素注射笔用针头2只。	盒	江苏万邦生化医药集团有限公司	65.33
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯) *1支/盒	3ml:300单位 (笔芯) *1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒, 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞。 本品为含3ml溶液的笔芯 (I型玻璃)。笔芯带有一个活塞 (溴化丁基), 由橡胶垫片 (溴化丁基橡胶/聚异戊二烯) 密封, 装于包装盒内。	盒	山东新时代药业有限公司	75.53
5	基础胰岛素类似物	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯) *1支/盒	3ml:300单位 (笔芯) *1支	本品为聚丙烯制成的一次性预填充多剂量注射笔, 内含装有3ml溶液的笔芯 (I型玻璃)。笔芯带有一个活塞 (溴化丁基), 由橡胶垫片 (溴化丁基橡胶/聚异戊二烯) 密封。本品装在包装盒内。	盒	诺和诺德 (中国) 制药有限公司	77.11
5	基础胰岛素类似物	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位 (预填充) *1支/盒	3ml:300单位 (预填充) *1支	本品为聚丙烯制成的一次性预填充多剂量注射笔, 内含装有3ml溶液的笔芯 (I型玻璃)。笔芯带有一个活塞 (溴化丁基), 由橡胶垫片 (溴化丁基橡胶/聚异戊二烯) 密封。本品装在包装盒内。	盒	诺和诺德 (中国) 制药有限公司	80.11
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位 (笔芯) *1支/盒	3ml:300单位 (笔芯) *1支	本品装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及铝封的柱塞盘 (聚异戊二烯和卤丁基橡胶薄片)。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France S.A.S.) (礼来苏州制药有限公司分公司包装)	77.11
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位 (预填充) *5支/盒	3ml:300单位 (预填充) *5支	本品装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及铝封的柱塞盘 (聚异戊二烯和卤丁基橡胶薄片)。3ml 笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France S.A.S.)	400.55

6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射液	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅玻璃珠含垫片铝盖,笔式注射器用高硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅玻璃珠含垫片铝盖,笔式注射器用高硼硅玻璃珠笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶垫片(溴化丁基)密封,装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素50注射液	注射液	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅玻璃珠含垫片铝盖,笔式注射器用高硼硅玻璃珠笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶垫片(溴化丁基)密封,装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射液	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅玻璃珠含垫片铝盖,笔式注射器用高硼硅玻璃珠笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶垫片(溴化丁基)密封,装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射液	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶(笔芯),复合铝盖,溴化丁基底塞,玻璃球(帮助混匀),1支/盒。	盒	甘李药业股份有限公司	25.90
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射液	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅玻璃珠,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	25.91
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射液	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯:笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅玻璃珠,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	30.91
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素50注射液	注射液	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶(笔芯),笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖,笔芯内装有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射液	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶(笔芯),笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖,笔芯内含有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素50注射液	注射液	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封。笔芯内装有玻璃球以帮助混匀胰岛素。每支笔芯装有3ml混悬液。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	35.55
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射液	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封,装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	35.55

6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(特充)*1支/盒	3ml:300单位(特充)*1支	预先装有玻璃(I型)笔芯的一次性多剂量注射笔(塑料)。其中的笔芯装有3ml混悬液,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。每支预填充笔装有3ml混悬液。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	38.55
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	卡式瓶(笔芯),复合铝盖,溴化丁基橡胶活塞,玻璃珠(帮助混匀),1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	35.55
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支		盒	甘李药业股份有限公司	38.55
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Eli Lilly Italia S.p.A.) (礼来苏州制药有限公司分包装)	38.42
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。	盒	礼来苏州制药有限公司	38.42
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位(笔芯)*1支	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France) (礼来苏州制药有限公司分包装)	38.42
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。3ml笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	41.42
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充)*1支	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。3ml笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	41.42

抄送：省公共资源交易中心

江苏省医疗保障局办公室

2024年5月28日印发
